

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトCD117/C-Kitモノクローナル抗体 - P10721

商品番号: CM0010377



前書き

ヒトCD117/c-Kitに対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。造血、肥満細胞および腫瘍学研究におけるSCF受容体の検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD117/c-Kit mAb
備考／別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
種	ヒト
GeneID	3815
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD117/c-Kit (NP_000213.1) のアミノ酸26～520に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
輸送条件	保冷バッグ