


Fc用 Pe標識 ウサギ抗ヒトCD11aモノクローナル抗体 - P20701

商品番号: CM0009568



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に開発された、ヒトCD11a（ITGAL、LFA-1）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体での検証が完了しており、分子量は118～134 kDaです。免疫細胞接着および白血球遊走の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD11a モノクローナル抗体
別名	CD11A; LFA-1; LFA1A
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3683
遺伝子ID	3683
免疫原	ヒトCD11a（NP_002200.2）のアミノ酸26～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P20701
タンパク質分子量	118kDa / 129kDa / 134kDa
発送方法	保冷剤同梱