


Peウサギ抗ヒトCD123 Mab - P26951

商品番号: CM0004072



前書き

ヒトCD123（IL-3受容体α）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しており、造血細胞上の天然CD123を検出し、免疫表現型解析および白血病診断研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD123 mAb
備考/別名	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3563
GeneID	3563
免疫原	組換えタンパク質：ヒトCD123（NP_002174.1）のアミノ酸1-378に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P26951
タンパク質分子量	43 kDa
発送方法	氷袋