

フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト CD124/IL-4R α モノクローナル抗体 - P24394

商品番号: CM0006254



前書き

このPE結合ウサギモノクローナル抗体は、ヒトCD124（IL-4R α ）を認識し、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。Th2分化、IgE産生、アレルギー炎症反応の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD124/IL-4R α mAb
別名	CD124; IL4RA; IL-4RA
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3566
GeneID	3566
免疫原	ヒトCD124/IL-4R α (NP_000409.1) のアミノ酸24～232番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P24394
タンパク質分子量	26kDa/88kDa/90kDa
輸送方法	保冷剤