


Pe標識ウサギ抗ヒトCD131/Csf2Rb

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P32927

商品番号: CM0007803



前書き

ヒトCD131 (CSF2RB)
に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。IL-3/IL-5/GM-CSF受容体の共通βサブユニットを標的とします。造血系および免疫細胞研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD131 mAb
備考/別名	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1439
遺伝子ID	1439
免疫原	ヒトCD131 (NP_000386.1) のアミノ酸17-443に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32927
タンパク質分子量	97kDa
輸送	アイスバッグ