

Pe標識 ウサギ抗ヒトCd13/Anpep

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15144

商品番号: CM0005006



前書き

ヒトCD13/ANPEP（アミノペプチダーゼN）に対するPE結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでの検証が完了しています。免疫学、腫瘍学、感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD13/ANPEP モノクローナル抗体
別名	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	290
遺伝子ID	290
免疫原	ヒトCD13/ANPEP (NP_001141.2) のアミノ酸69～967番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P15144
タンパク質分子量	110kDa
発送方法	保冷剤