

PE標識 ウサギ抗ヒトCD140B/Pdgfrβ

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P09619

商品番号: CM0010135



前書き

このPE標識ウサギモノクローナル抗体は、ヒトCD140b/PDGFRβ (PDGFRB) を標的とし、直接フローサイトメトリー法で検証済みです。血管新生、がん生物学、血管発生における受容体シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD140b/PDGFRβ mAb
備考/別名	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; 血小板由来増殖因子受容体ベータ
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5159
免疫原	ヒトCD140b/PDGFRB (NP_002600.1) のアミノ酸33-530に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P09619
タンパク質分子量	37kDa/123kDa
発送	保冷バッグ