

Pe ウサギ抗ヒト CD141/トロンボモジュリン Mab - P07204

商品番号: CM0010804



前書き

ヒトCD141/トロンボモジュリンを標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。組換え免疫原（アミノ酸19-515）。内皮細胞、凝固系、樹状細胞（BDCA-3）のプロファイリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD141/トロンボモジュリン mAb
別名	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	7056
GeneID	7056
免疫原	ヒトCD141/トロンボモジュリン (NP_000352.1) のアミノ酸19-515に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P07204
タンパク質分子量	60kDa
発送方法	氷袋