


Pe ウサギ抗ヒトCd146 モノクローナル抗体（Fc用途） - P43121

商品番号: CM0009402



前書き

ヒトCD146（MCAM/MUC18）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー用に設計されており、ヒトサンプルと反応します。細胞接着、内皮生物学、黒色腫転移の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD146 モノクローナル抗体
別名	MCAM; CD146; MUC18; 細胞表面糖タンパク質MUC18
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4162
遺伝子ID	4162
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD146（NP_006491.2）のアミノ酸24～559番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P43121
タンパク質分子量	57kDa/71kDa
発送方法	保冷剤