

Pe ウサギ抗ヒト Cd152/Ctla-4
モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P16410

商品番号: CM0005271



前書き

PE 標識ウサギモノクローナル抗体（ヒト CD152/CTLA-4、T 細胞抑制性受容体）です。細胞内フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用に設計されています。ヒト CD152/CTLA-4 に特異的に反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD152/CTLA-4 mAb
備考/別名	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	1493
免疫原	ヒト CD152/CTLA-4 のアミノ酸 37-162 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005205.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P16410
タンパク質重量	6kDa/8kDa/19kDa/24kDa
配送	アイスバッグ