

Pe標識 ウサギ抗ヒトCd153 モノクローナル抗体 - P32971

商品番号: CM0005932

前書き

PE標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトCD153（CD30リガンド）を標的とし、フローサイトメトリーで検証済み。T細胞増殖およびリンパ腫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD153 モノクローナル抗体
備考/別名	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	944
GeneID	944
免疫原	ヒトCD153 (NP_001235.1) のアミノ酸63-234に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P32971
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷バッグ