


フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト Cd156C/Adam10 モノクローナル抗体 - O14672

商品番号: CM0011676



前書き

ヒト ADAM10 (CD156c) を標的とする PE 結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済み。ADAM10 は膜貫通型メタロプロテアーゼであり、TNF、APP、Notch などのタンパク質のエクトドメインシェディングに関与し、炎症、神経変性、がんにおいて重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD156c/ADAM10 mAb
備考・別名	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156c; CDw156; HsT18717
種	ヒト
GeneID (ヒト)	102
GeneID	102
免疫原	ヒト ADAM10 (NP_001101.1) のアミノ酸 214~672 内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O14672
タンパク質分子量	84kDa
輸送条件	保冷バッグ