

Pe ウサギ抗ヒト Cd158A/Kir2Dl1

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P43626

商品番号: CM0009690



前書き

ヒト

CD158a/KIR2DL1（NK細胞抑制受容体）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）で検証済み。ヒトと交差反応性あり。NK細胞免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD158a/KIR2DL1 mAb
備考/別名	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3802
遺伝子ID	3802
免疫原	ヒト CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2) のアミノ酸22-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43626
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋