

フローサイトメトリー用 Pe 抗ヒト CD161 モノクローナル抗体（ウサギ） - Q12918

商品番号: CM0010731



前書き

フローサイトメトリー用、ヒト CD161 (KLRB1/NKR-P1A) 標識 PE

結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトと反応します。

NK

細胞阻害受容体機能の研究および免疫表現型解析に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE 抗ヒト CD161 モノクローナル抗体（ウサギ）
備考/別名	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A
種	ヒト
遺伝子 ID	3820
免疫原	ヒト CD161 (NP_002249.1) のアミノ酸 67-225 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12918
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋