


## PE標識ウサギ抗ヒトCD163モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q86Vb7

商品番号: CM0009156



### 前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD163（M130、ヘモグロビンスカベンジャー受容体）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体です。ヒトサンプルで検証済みで、マクロファージおよび単球研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメーター      | 値                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PE標識ウサギ抗ヒトCD163モノクローナル抗体                                                 |
| 備考/別名       | M130; MM130; SCARII                                                      |
| 種           | ヒト                                                                       |
| GeneID (ヒト) | 9332                                                                     |
| GeneID      | 9332                                                                     |
| 免疫原         | 組換えタンパク質   ヒトIL-10RA/CD210（NP_004235.4）のアミノ酸42-1045に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                                      |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                |
| 適用          | FC（フローサイトメトリー）                                                           |
| 交差反応性       | ヒト                                                                       |
| SWISS       | Q86VB7                                                                   |
| タンパク質分子量    | 125 kDa                                                                  |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                                    |