


フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗ヒトCd166/Alcam

モノクローナル抗体 - Q13740

商品番号: CM0008174



前書き

ヒトCD166/ALCAM (SWISS: Q13740)

を特異的に認識するPE標識ウサギモノクローナル抗体。
フローサイトメトリー用に開発され、細胞接着、免疫シナプス形成、幹細胞ホーミング、腫瘍転移に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD166/ALCAM mAb
備考/別名	MEMD; CD166
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	214
免疫原	ヒトCD166/ALCAM (NP_001618.2) のアミノ酸28-526に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13740
タンパク質分子量	15kDa/33kDa/63kDa/65kDa
発送	保冷剤