

Pe ウサギ抗ヒト CD167A/Ddr1 モノクローナル抗体（Fc用） - Q08345

商品番号: CM0010222



前書き

ヒト CD167a/DDR1 を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済みです。上皮性ディスコイジン構造ドメイン受容体 1（CD167a/DDR1）は、コラーゲン活性化チロシンキナーゼであり、がん細胞の浸潤や組織リモデリングに関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD167a/DDR1 mAb
備考/別名	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	780
GeneID	780
免疫原	ヒト CD167a/DDR1 (NP_054699.2) のアミノ酸 21-416 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q08345
タンパク質分子量	101kDa
配送	アイスバッグ