


PE標識ウサギ抗ヒトCD170/Siglec-5 モノクローナル抗体 - O15389

商品番号: CM0011982



前書き

ヒトCD170/Siglec-

5を標的としたPE標識ウサギモノクローナル抗体。CD 170/Siglec-

5は骨髄系細胞に発現するシアル酸結合性レクチン。

フローサイトメトリーで検証済み。免疫学・炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD170/Siglec-5 モノクローナル抗体
備考/別名	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8778
GeneID	8778
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O15389
タンパク質分子量	61kDa
輸送	保冷バッグ