

## フローサイトメトリー用 PE標識 ウサギ抗ヒト CD172A/Sirpa モノクローナル抗体 - P78324

商品番号: CM0011184



### 前書き

ヒトCD172a/SIRPα (P78324) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用として検証済み。貪食作用、免疫調節、シナプスシグナル伝達機構の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | PE標識 ウサギ抗ヒト CD172a/SIRPα mAb                                 |
| 備考/別名       | BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1            |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 140885                                                       |
| GeneID      | 140885                                                       |
| 免疫原         | ヒトCD172a/SIRPα (NP_542970.1) のアミノ酸31-370に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                    |
| 適用          | FC (フローサイトメトリー)                                              |
| 交差反応性       | ヒト                                                           |
| SWISS       | P78324                                                       |
| タンパク質分子量    | 55 kDa                                                       |
| 発送条件        | 保冷剤                                                          |