

Pe Rabbit Anti-Human Cd177 Monoclonal Antibody For Fc - Q8N6Q3

商品番号: CM0005371

前書き

ヒトCD177 (NB1/PRV-1)
を標的とするフローサイトメトリー用PE標識ウサギモノクローナル抗体。好中球サブセット上のCD177を検出するよう設計されており、ヒトと交差反応性を示します。免疫表現型解析および研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD177 mAb
備考/別名	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57126
GeneID	57126
免疫原	ヒトCD177 (NP_065139.2) のアミノ酸22-407に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N6Q3
タンパク質分子量	15kDa/27kDa/46kDa
配送	アイスバッグ