

フローサイトメトリー用 PE標識ウサギ抗ヒトCd185/Cxcr5モノクローナル抗体 - P32302

商品番号: CM0008972

前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの、ヒトCD185/CXCR5（BLR1）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。B細胞の遊走およびバーキットリンパ腫に関与するB細胞化学誘引物質受容体を標的とします。Swiss-Prot: P32302。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD185/CXCR5モノクローナル抗体
備考/別名	BLR1; CD185; MDR15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	643
免疫原	ヒトCD185/CXCR5の1-47アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_033981.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P32302
タンパク質重量	36kDa/42kDa
配送	アイスパック