

Pe標識ウサギ抗ヒトCd196/Ccr6 Mab - P51684

商品番号: CM0008241



前書き

ヒトCCR6/CD196に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。樹状細胞、T細胞、B細胞の走化性および粘膜免疫に重要なGPCRを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD196/CCR6 mAb
備考／別名	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1235
GeneID	1235
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P51684
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷剤