


フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトCD197/Ccr7モノクローナル抗体 - P32248

商品番号: CM0012539



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD197/CCR7（BLR 2、EBI1）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。リンパ球の遊走、ホーミング、およびエプスタイン・バーウイルス誘導性受容体発現の研究に適しています。UniProt P32248。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD197/CCR7 mAb
備考／別名	BLR2；EBI1；CCR-7；CD197；CDw197；CMKBR7；CC-CKR-7
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1236
GeneID	1236
免疫原	ヒトCD197/CCR7（NP_001829.1）のアミノ酸25～59に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32248
タンパク質分子量	43 kDa
配送	保冷バッグ