


フローサイトメトリー用PEウサギ抗ヒトCD1Bモノクローナル抗体 - P29016

商品番号: CM0012083



前書き

ヒトCD1b (SWISS: P29016) を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、脂質抗原提示およびT細胞免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD1B mAb
備考／別名	R1; CD1; CD1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	910
GeneID	910
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD1B (NP_001755.1) のアミノ酸18〜303に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P29016
タンパク質分子量	37kDa/30kDa
輸送条件	保冷バッグ