


## Pe標識ウサギ抗ヒトCD1Cモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P29017

商品番号: CM0008126



### 前書き

脂質抗原提示分子であるヒトCD1c（R7、BDCA1）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリーでバリデーション済みの分子量38 kDaの抗体で、適応免疫および糖脂質提示の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | PE標識ウサギ抗ヒトCD1c mAb                                 |
| 備考／別名      | R7; CD1; CD1A; BDCA1                               |
| 種          | ヒト                                                 |
| GeneID（ヒト） | 911                                                |
| GeneID     | 911                                                |
| 免疫原        | ヒトCD1c（NP_001756.2）のアミノ酸19～298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                          |
| 用途         | FC                                                 |
| 交差反応性      | ヒト                                                 |
| SWISS      | P29017                                             |
| タンパク質分子量   | 38kDa                                              |
| 輸送条件       | 保冷剤                                                |