

Pe ウサギ抗ヒト CD2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P06729

商品番号: CM0011736



前書き

フローサイトメトリー専用に設計された、ヒトCD2（T11、LFA-2、SRBC）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。免疫学研究中のT細胞およびNK細胞の同定に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD2 mAb
備考/別名	T11; SRBC; LFA-2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	914
GeneID	914
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD2（NP_001758.2）のアミノ酸25-209に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06729
タンパク質分子量	39kDa
配送方法	アイスバッグ