


Pe標識 ウサギ抗ヒトCD200R モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8Td46

商品番号: CM0008739



前書き

ヒトCD200R（OX2受容体）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。炎症および腫瘍学研究における免疫表現型解析や免疫チェックポイント経路の探索に最適。分子量：37 kDa；種反応性：ヒト。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD200R mAb
備考/別名	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	131450
免疫原	ヒトCD200R（NP_740750.1）のアミノ酸29-240に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8TD46
タンパク質分子量	37kDa
輸送	保冷剤