


Fc用Peウサギ抗ヒトCD205/Dec-205モノクローナル抗体 - O60449

商品番号: CM0010928



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトCD205/DEC-205（LY75）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体。樹状細胞およびB細胞上のエンドサイトーシス受容体を検出します。高い特異性を有し、ヒトサンプルでバリデーション済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD205/DEC-205 mAb
備考／別名	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4065
GeneID	4065
免疫原	ヒトCD205/DEC-205（NP_002340.2）のアミノ酸216～501に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O60449
タンパク質重量	198kDa
輸送	保冷バッグ