

Pe標識ウサギ抗ヒトCD207/Langerin モノクローナル抗体（Fc用） - Q9Uj71

商品番号: CM0005359



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD207/Langerinを標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト特異的であり、ランゲルハンス細胞の生物学および抗原提示機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD207/Langerin モノクローナル抗体
備考/別名	CLEC4K
種特異性	ヒト
GeneID	50489
免疫原	ヒトLangerin/CD207のアミノ酸65-328に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_056532.4）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UJ71
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤（アイスバッグ）