


フローサイトメトリー用 Pe ウサギ抗ヒト CD213A1/IL-13Rα1

モノクローナル抗体 - P78552

商品番号: CM0009987



前書き

ヒト CD213a1/IL-13Rα1 (CT19) を標的とする PE 結合ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。ヒトと反応します。49

kDa。免疫細胞におけるインターロイキン13シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD213a1/IL-13Rα1 mAb
備考／別名	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3597
免疫原	組換えタンパク質：ヒト CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1) のアミノ酸29～343に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78552
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	保冷バッグ