

フローサイトメトリー用Peウサギ抗ヒトCD220モノクローナル抗体 - P06213

商品番号: CM0008234



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD220（インスリン受容体）に対するPE結合ウサギモノクローナル抗体。分子量156

kDaのヒトCD220を認識します。FC研究用途で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD220 mAb
備考／別名	HHF5；CD220
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3643
GeneID	3643
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD220（NP_000199.2）のアミノ酸28～944に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06213
タンパク質分子量	156 kDa
配送	保冷バッグ