

Pe標識ウサギ抗ヒトCD221A/Igf-1Rαモノクローナル抗体 - P08069

商品番号: CM0011157



前書き

フローサイトメトリー用に検証済みのPE標識ウサギ抗ヒトCD221/IGF-

1Rモノクローナル抗体。ヒト細胞におけるIGF-

1R発現の検出に適しており、がん研究や細胞シグナル伝達研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD221α/IGF-1Rαモノクローナル抗体
備考/別名	IGFR; CD221; IGFR; JTK13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3480
GeneID	3480
免疫原	ヒトCD221α/IGF-1Rα (NP_000866.1) のアミノ酸31-932に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P08069
タンパク質分子量	155kDa
発送条件	保冷剤 (氷)