


Pe ウサギ抗ヒト CD226/Dnam-1 モノクローナル抗体（Fc用） - Q15762

商品番号: CM0009341



前書き

フローサイトメトリー用PE標識ウサギ抗ヒトCD226（DNAM-1）モノクローナル抗体。本抗体は、PVR/CD155およびNectin2/CD112への結合により、腫瘍細胞や感染細胞に対する細胞傷害性を高める、T細胞およびNK細胞上の共刺激受容体CD226を標的とします。免疫細胞プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD226/DNAM-1 mAb
備考／別名	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10666
GeneID	10666
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD226/DNAM-1のアミノ酸19〜247に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_006557.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15762
タンパク質分子量	39kDa
配送	保冷バッグ