


Pe ウサギ抗ヒトCD23モノクローナル抗体（Fc用） - P06734

商品番号: CM0010129



前書き

フローサイトメトリー用のヒトCD23（FcεRII）を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体です。B細胞の制御に関わる低親和性IgE受容体を検出し、ヒトと交差反応性を示し、分子量は36 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD23 mAb
備考/別名	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCERII; BLAST-2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2208
遺伝子ID	2208
免疫原	ヒトCD23（NP_001993.2）のアミノ酸48-321に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P06734
タンパク質分子量	36kDa
配送方法	氷袋