


Pe Rabbit Anti-Human Cd235A/Glycophorin A Monoclonal Antibody For Fc - P02724

商品番号: CM0009188



前書き

ヒトCD235a/グリコフォリンAを標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。赤血球膜の研究、MN血液型の研究、および感染症受容体の解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD235a/Glycophorin A mAb
備考/別名	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2993
GeneID	2993
免疫原	ヒトCD235a (NP_002090.4) のアミノ酸20-91に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P02724
タンパク質分子量	13kDa/16kDa
配送	氷袋