

Pe ウサギ抗ヒト CD24 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P25063

商品番号: CM0004190

前書き

ヒト CD24 を標的とする PE 標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーに適です。CD24 は細胞分化および免疫調節に関与する GPI アンカー型糖タンパク質です。ヒトとの交差反応性が確認されており、B 細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD24 mAb
備考/別名	CD24A; CD24
種	ヒト
GeneID (ヒト)	100133941
GeneID	100133941
免疫原	合成ペプチド：ヒト CD24 (NP_037362.1) のアミノ酸 1-80 領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P25063
タンパク質分子量	8kDa; 13kDa
配送	アイスバッグ