

Pe ウサギ抗ヒトCD244/2B4 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Bzw8

商品番号: CM0008626

前書き

フローサイトメトリー用途向けの、ヒトCD244/2B4 (SLAMF4)を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体です。NK細胞の主要受容体であるヒトCD244を認識し、免疫細胞プロファイリングや活性化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD244/2B4 mAb
別名	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; CD244 molecule
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51744
GeneID	51744
免疫原	ヒトCD244/2B4 (NP_001160135.1)のアミノ酸22～221番の配列に相当する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9BZW8
タンパク質分子量	30kDa/36kDa/41kDa
輸送	氷袋