


フローサイトメトリー用

Peウサギ抗ヒトCd262/Dr5/Trailr2モノクローナル抗体 - O14763

商品番号: CM0010188



前書き

ヒトCD262/DR5/TRAILR2を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に最適化されています。ヒトサンプル中のTRAIL受容体を検出し、アポトーシスおよび癌研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒトCD262/DR5/TRAILR2 mAb
備考/別名	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8795
GeneID	8795
免疫原	ヒトCD262/DR5/TRAILR2 (NP_003833.4) のアミノ酸56～182番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	O14763
タンパク質分子量	48kDa
輸送方法	氷袋