

Pe標識 ウサギ抗ヒトCD263/Trail-R3 モノクローナル抗体

フローサイトメトリー用 - O14798

商品番号: CM0004557

前書き

ヒトCD263/TRAIL-R3（デコイ受容体1）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。細胞表面のTRAIL-R3を検出するためのフローサイトメトリー（FC）用に設計されています。アポトーシスおよびがん研究を促進します。 - O14798

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD263/TRAIL-R3 mAb
備考/別名	LIT; DCRI; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCRI-TNFR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8794
GeneID	8794
免疫原	ヒトCD263/TRAIL-R3(NP_003832.3)のアミノ酸26-235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	O14798
タンパク質分子量	27kDa
輸送	保冷バッグ