

Fc用PE標識ウサギ抗ヒトCD270/Hvemモノクローナル抗体 - Q92956

商品番号: CM0011683



前書き

ヒトCD270/HVEM（TNFRSF14）に対するPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。ヒトサンプルにおけるT細胞共刺激、免疫チェックポイントシグナル伝達、ヘルペスウイルス侵入の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD270/HVEM mAb
備考／別名	TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; TNF受容体スーパーファミリーメンバー14
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8764
遺伝子ID	8764
免疫原	ヒトCD270/HVEM（NP_003811.2）のアミノ酸39～162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92956
タンパク質分子量	21kDa/30kDa
輸送	アイスパック