

Pe ウサギ抗ヒト CD275/B7-H2/Icosl モノクローナル抗体（Fc用） - O75144

商品番号: CM0005824



前書き

ヒトCD275/B7-H2/ICOSLに対するPE標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用に特異的に設計されています。免疫研究におけるT細胞共刺激、B細胞活性化、好中球トランスマイグレーションの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD275/B7-H2/ICOSL mAb
備考/別名	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23308
遺伝子ID	23308
免疫原	ヒトCD275/B7-H2/ICOSL (NP_056074.1) のアミノ酸19-256番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75144
タンパク質分子量	20kDa/33kDa/34kDa
発送	氷袋