

Pe ウサギ抗ヒト CD28 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P10747

商品番号: CM0007950



前書き

ヒトCD28（Tp44）、重要なT細胞共刺激受容体を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルにおけるフローサイトメトリー用途に適しており、T細胞の活性化、増殖、およびサイトカイン産生の研究に使用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD28 mAb
備考/別名	Tp44
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	940
遺伝子ID	940
免疫原	ヒトCD28全長（P10747）の組換えタンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10747
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ