

フローサイトメトリー用 Pe 標識ウサギ抗ヒト Cd282/Tlr2 モノクローナル抗体 - O60603

商品番号: CM0008074



前書き

フローサイトメトリー(FC)用の、ヒトTLR2/CD282を標的とするPE共役ウサギモノクローナル抗体です。ヒトとの交差反応性が検証済みで、自然免疫および感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE Rabbit anti-Human CD282/TLR2 mAb
別名	TIL4; CD282
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7097
遺伝子ID	7097
免疫原	合成ペプチド ヒトTLR2 (NP_003255.2) のアミノ酸290-390番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	O60603
タンパク質分子量	90kDa
輸送方法	保冷剤