


Pe ウサギ抗ヒト CD30 モノクローナル抗体（Fc用） - P28908

商品番号: CM0009266



前書き

ヒトCD30を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）用に設計されています。ヒトサンプル中のCD30を検出します。CD30は、細胞増殖の調節およびNF-κBシグナル伝達に参与する受容体です。免疫学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	PE ウサギ抗ヒト CD30 mAb
備考/別名	CD30; Ki-1; DISI66E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	943
GeneID	943
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCD30（NP_001234.3）のアミノ酸19-379に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P28908
タンパク質分子量	14kDa/50kDa/63kDa
配送	氷袋