


Pe標識ウサギ抗ヒトCD300 A/C

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Ugn4 / Q08708

商品番号: CM0012054



前書き

ヒトCD300a/c（IRC1/IRC2、CLM-8）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。ヒトとの交差反応性を検証済み。免疫細胞の免疫表現型解析および機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD300 a/c モノクローナル抗体
備考/別名	IRC1; IRC2; CLM-8; IRp60; IGSF12; CMRF35H; CMRF-35H; CMRF35-H; CMRF35H9; CMRF35-H9; IRC1/IRC2; CMRF-35-H9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11314/10871
GeneID	11314/10871
免疫原	ヒトCD300a（NP_009192.2）のアミノ酸18-178に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UGN4/Q08708
タンパク質分子量	33kDa
輸送	保冷バッグ