

Fc用Pe標識ウサギ抗ヒトCD301/Clec10Aモノクローナル抗体 - Q8Iun9

商品番号: CM0011591



前書き

フローサイトメトリー用の、C型レクチン受容体であるヒトCD301/CLEC10Aを標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト検体でバリデーション済みであり、骨髓系細胞の検出および免疫プロファイリングに利用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD301/CLEC10A mAb
備考／別名	HML; MGL; HML2; CD301; CLECSF13; CLECSF14
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10462
免疫原	ヒトCD301/CLEC10Aのアミノ酸61〜316 (NP_878910.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IUN9
タンパク質分子量	28kDa/32kDa/35kDa
輸送	保冷剤