

Fc用Peウサギ抗ヒトCD303/Bdca-2モノクローナル抗体 - Q8Wtt0

商品番号: CM0011006



前書き

ヒトCD303/BDCA-

2 (CLEC4C) を標的とするPE結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にバリデーション済みです。本抗体は、抗原捕捉およびインターフェロン制御に参与する形質細胞様樹状細胞上のC型レクチン受容体を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD303/BDCA-2 mAb
備考／別名	DLEC; HECL; BDCA2; CD303; BDCA-2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
種	ヒト
GeneID (ヒト)	170482
GeneID	170482
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD303/BDCA-2 (NP_569708.1) のアミノ酸45～213に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WTT0
タンパク質分子量	21kDa/25kDa
輸送	保冷バッグ