


Pe標識 ウサギ抗ヒトCD32 モノクローナル抗体 - P12318

商品番号: CM0011272



前書き

フローサイトメトリー（FC）用PE標識ウサギ抗ヒトCD32モノクローナル抗体。骨髄系細胞上の低親和性IgG

Fc受容体FCGR2A（CD32A、FcγRIIa）を認識します。
。ヒト検体に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	PE標識 ウサギ抗ヒトCD32 モノクローナル抗体
備考/別名	CD32; FCG2; FcGR; CD32A; CDw32; FCGR2; IGFR2; FCGR2A1; FcgammaRIIa
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2212
GeneID	2212
免疫原	ヒトCD32（NP_001129691.1）のアミノ酸36-218に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P12318
タンパク質分子量	35kDa
発送方法	保冷バッグ