

PE標識ウサギ抗ヒトCD33モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P20138

商品番号: CM0009428



前書き

ヒトCD33（Siglec-3）を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）。ヒト単球系および骨髓系細胞と反応。免疫学および免疫腫瘍学研究に最適。 - P20138

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PE標識ウサギ抗ヒトCD33 mAb
備考/別名	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
種	ヒト
GeneID (Human)	945
GeneID	945
免疫原	ヒトCD33（NP_001763.3）のアミノ酸18-259に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P20138
タンパク質分子量	40kDa
輸送	氷袋