

Fc用Peウサギ抗ヒトCD335/Nkp46モノクローナル抗体 - O76036

商品番号: CM0010251



前書き

ヒトCD335/NKp46 (Natural cytotoxicity triggering receptor

1) を標的とするPE標識ウサギモノクローナル抗体。
フローサイトメトリーでバリデーション済みで、NK細胞の表現型解析、活性化研究、腫瘍免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	PEウサギ抗ヒトCD335/NKp46 mAb
備考／別名	LY94; CD335; NKp46; NK-p46
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9437
遺伝子ID	9437
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O76036
タンパク質分子量	21kDa/22kDa/23kDa/32kDa/34kDa
輸送	保冷バッグ